

Dieses Plattformpedal dient zur Unterstützung bei Fehlstellungen und motorischen Einschränkungen des Fußes.

This platform pedal is designed to support users with foot deformities and motor impairments.

Montage

Den Pedalkäfig (1), die Fersenhalterung (2) und das Ausgleichsgewicht (3) mit einer M6-Schlossschraube (5) am XLC-Pedal (4) bzw. am Kettwiesel-TWO-Pedal (8) befestigen.

Assembly

Attach the pedal cage (1), heel support (2), and counterweight (3) to the XLC pedal (4) or Kettwiesel TWO pedalm (8) using an M6 carriage bolt (5).

Ergonomie

Die Größe des Plattformpedals kann angepasst werden. Dazu die M6-Mutter (6) lösen und die Fersenhalterung (2) in die gewünschte Position hinein- oder herausziehen. Anschließend die M6-Mutter (6) wieder fest anziehen.

Ergonomics

The size of the platform pedal can be adjusted. To do so, loosen the M6 nut (6) and slide the heel support (2) inward or outward to the desired position. Then retighten the M6 nut (6).

Der Fuß wird mit dem Klettband (7) gesichert. Das Klettband (7) kann je nach Bedarf auf der linken oder rechten Seite montiert werden.

The foot is secured using the hook-and-loop strap (7). The strap (7) can be mounted on either the left or right side as required.

Hinweis: Zum erleichterten Ausstieg die Fußspitze gegen das Klettband (7) nach oben drücken. Dadurch schwenkt die Fersenhalterung automatisch nach unten, sodass der Fuß herausgenommen werden kann, ohne das Klettband (7) zu öffnen.

Note: To make exiting easier, push upward against the hook-and-loop strap (7) with your toes. This causes the heel support to pivot downward automatically, allowing the foot to be removed without opening the strap (7).

Attention! Reduced ground clearance.

